

医疗分析仪器元件

■ 水 · 纯水 · 药液（不腐蚀接触液体部分的材质）用

概要

随着医疗领域高度化的推进，医用工学的所有医疗工程越来越受到人们的重视，对临床医疗中的各种活体化学检查、装置类的功能、性能、精度也提出了更高的要求。

CKD为了应对这种医疗·分析仪器元件的高度需求，在医疗技术方面确定了上述六个目标并以此为基础开发了特殊规格的控制阀。请灵活使用。

特长

紧凑、轻量化

应对从集中式医疗向移动式医疗的过渡，谋求小型化、轻量化。

低噪音化

考虑到医院内的环境保护、采用驱动静音的阀。

残留微量化

为了应对各种检查液体的精度与安全性，使液体积存或者液体残留量达到微量的程度。

免维护化


为了提高装置的可靠性、谋求长寿命，免维护化为基本原则。

高密度密封化

为了保持检查液体的纯度，采用高度耐腐蚀性材质与高度密封机构。

产品种类齐全化

备有可应对各种试药、检查液体的范围广泛的机种。



CONTENT	S
系列体系表	644
⚠ 使用注意事项	646
无金属小型药液用	
2·3通电磁阀	
●MAB1·MAG1	649
●MYB1·MYG1	652
●MYB2·MYG2	655
●MYB3·MYG3	658
●MEB2·MEG2	661
●杆型 HMTB1·HMTG1	675
2通电磁阀	
●MJB3	664
●EMB21	666
●EMB41·51	668
●M	671
高耐腐蚀用	
●2·3通阀 UMB1·UMG1	678
●2通阀 HB	680
管夹阀	
●2·3通阀 HYN	684
电子样本文件清单	686

⚠ 使用前请务必阅读卷头和646页的使用上的注意事项。

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥空气用

防爆型

NAB·NSB

NP·NAP·NVP

CHB/G

MXB/G

其他应用

PDFAD·PJ

CV·CVS

CPE·CPD

医疗分析

按订单生产产品

医疗分析仪器元件